

**CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE**

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 5 %)	data/date
<b>H81211</b>	<b>MGB01F2-HB8</b>	<b>&lt; 5 %</b>	<b>23/09/14</b>
	<b>MTB01F2-HB8</b>		

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative standard .

Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

**Metodo di analisi**

Soluzione di coating: 5 µg/ml di Albumina biotinilata in PBS pH 7.2

Coniugato : Streptavidina -HRP

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures.

This product has been tested and has passed all established specifications

**Method of analysis**

Coating solution: 5 µg/ml of biotinylated Albumin diluted in PBS pH 7.2

Conjugate : Streptavidin -HRP

**Controllo finale**

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

Test	Risultato
esame visivo	approvato
aspetto generale	approvato
imballaggio	approvato

**Final control**

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

Test	Result
visual examination	approved
general appearance	approved
packaging	approved

**Dr. Maurizia Pettenati**  
Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi*  
*Original signed certificate is filed in our offices*