



CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

| LOTTO/LOT | ARTICOLO/ARTICLE | C.V (limit 5 %) | data/date |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| H8973 | MG01F1-HB8 | < 5 % | 11/12/12 |

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures, current ISO 9001:2008 regulation.

Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

This product has been tested and has passed all established specifications

Metodo di analisi

Soluzione di coating: 2,5 µg/ml di Rabbit IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6.
Coniugato : Goat Anti-IgG-HRP

Method of analysis

Coating solution: 2,5 µg/ml of Rabbit IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6.
Conjugate: Goat Anti-IgG-HRP

Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

| Test | Risultato | Test | Result |
|------------------|-----------|--------------------|----------|
| esame visivo | approvato | visual examination | approved |
| aspetto generale | approvato | general appearance | approved |
| imballaggio | approvato | packaging | approved |

Dr. Maurizia Pettenati
Quality Control manager

Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi
Original signed certificate is filed in our offices