

## CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 10 %)	data/date
<b>M01639</b>	<b>MT0F1-MB</b>	<b>&lt; 5 %</b>	<b>24/10/17</b>
	<b>MG0F1-MB</b>		

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative standard

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures.

Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

This product has been tested and has passed all established specifications

### Metodo di analisi

Soluzione di coating: 2,5 µg/ml di Mouse IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6.  
 Coniugato : anti Mouse-IgG-HRP

### Method of analysis

Coating solution: 2,5 µg/ml of Mouse IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6.  
 Conjugate: anti Mouse -IgG-HRP

### Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

### Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

Test	Risultato	Test	Result
esame visivo	approvato	visual examination	approved
aspetto generale	approvato	general appearance	approved
imballaggio	approvato	packaging	approved

**Dr. Maurizia Pettenati**  
 Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi*  
*Original signed certificate is filed in our offices*