

CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 10 %)	data/date
M01649	MT0F1-MB/a	< 5 %	07/11/17
	MG0F1-MB/a		

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative standard

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures.

Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

This product has been tested and has passed all established specifications

Metodo di analisi

Soluzione di coating: 2,5 µg/ml di Mouse IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6.
 Coniugato : anti Mouse-IgG-HRP

Method of analysis

Coating solution: 2,5 µg/ml of Mouse IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6.
 Conjugate: anti Mouse -IgG-HRP

Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

Test	Risultato	Test	Result
esame visivo	approvato	visual examination	approved
aspetto generale	approvato	general appearance	approved
imballaggio	approvato	packaging	approved

Dr. Maurizia Pettenati
 Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi
 Original signed certificate is filed in our offices*