

## CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	data/date	Scadenza/ expiry date
<b>SB1633</b>	<b>TS1275STDF-SB75/500</b> <b>High binding capacity</b>	<b>09/10/17</b>	<b>10/2019</b>

<b>STANDARD</b> <b>Blocking level: 0,75 ml</b>
---

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative standard. Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

Biomat certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures. This product has been tested and has passed all established specifications.

### Metodo di analisi

4 ng/ml di Biotin-HRP in 0.1 M PBS pH 7.2 + 0.2% BSA

### Method of analysis

4 ng/ml of Biotin-HRP in 0.1 M PBS pH 7.2 + 0.2% BSA

### Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

### Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

#### **Test**

esame visivo  
 aspetto generale  
 imballaggio

#### **Risultato**

approvato  
 approvato  
 approvato

#### **Test**

visual examination  
 general appearance  
 packaging

#### **Result**

approved  
 approved  
 approved

**dr. Maurizia Pettenati**  
 Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi*  
*Original signed certificate is filed in our offices*