

**CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE**

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	data/date	Scadenza/ expiry date
PAG1274	PCR08-PA/G	23/04/15	04/2016

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative standard. Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

Biomat certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures. This product has been tested and has passed all established specifications.

Metodo di analisi

100-50-25-12,5-6,25-3,12-1,56 ng/ml di HlgG-b in 0.1 M PBS pH 7.2 + 0.2% BSA

Method of analysis

100-50-25-12,5-6,25-3,12-1,56 ng/ml of HlgG-b Diluted in 0.1 M PBS pH 7.2 + 0.2% BSA

Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

Test

esame visivo
aspetto generale
imballaggio

Risultato

approvato
approvato
approvato

Test

visual examination
general appearance
packaging

Result

approved
approved
approved

Dr. Maurizia Pettenati
Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi
Original signed certificate is filed in our offices*