

CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 5 %)	data/date
H81762	MTB01F2-HB8 MGB01F-HB8	< 5 %	19/07/18

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure standard. Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures. This product has been tested and has passed all established specifications

Test 1

Soluzione di coating: 2,5 µg/ml di Human IgG in 0.1M
 Tampone Carbonato pH 9.6.
 Coniugato : Anti-HIlgG-HRP

Test 1

Coating solution: 2,5 µg/ml of Human IgG in 0.1 M
 Carbonate Buffer pH 9.6.
 Conjugate: Anti-HIlgG-HRP

Test 2

Soluzione di coating: 5 µg/ml di Albumina biotinilata in
 PBS pH 7.2
 Coniugato : Streptavidina -HRP

Test 2

Coating solution: 5 µg/ml of biotinylated Albumin diluted
 in PBS pH 7.2
 Conjugate : Streptavidin -HRP

**nota: Test 1 : uniformità intra-piastra e reattività vs. IgG
 Test 2 : uniformità del lotto e garanzia di trattamento

**note: Test 1: uniformity intra plate and reactivity towards IgG
 Test 2: lot uniformity and guarantee of treatment

Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

Test	Risultato	Test	Result
esame visivo	approvato	visual examination	approved
aspetto generale	approvato	general appearance	approved
imballaggio	approvato	packaging	approved

Dr. Maurizia Pettenati
 Quality Control manager

Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi
 Original signed certificate is filed in our offices