

## CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

| LOTTO/LOT     | ARTICOLO/ARTICLE | data/date       | Scadenza/ expiry date |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>PG1774</b> | <b>PCR09-PG</b>  | <b>02/08/18</b> | <b>08/2019</b>        |

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative standard. Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

Biomat certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures. This product has been tested and has passed all established specifications.

### Metodo di analisi

6,6 – 3,3 – 1,6 – 0,8 ng/ml di anti-HlgG-HRP in 0.1 M PBS pH 7.2 + 0.2% BSA

### Method of analysis

6,6 – 3,3 – 1,6 – 0,8 ng/ml of anti-HlgG-HRP diluted in 0.1 M PBS pH 7.2 + 0.2% BSA

### Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

### Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

#### **Test**

esame visivo  
 aspetto generale  
 imballaggio

#### **Risultato**

approvato  
 approvato  
 approvato

#### **Test**

visual examination  
 general appearance  
 packaging

#### **Result**

approved  
 approved  
 approved

**Dr. Maurizia Pettenati**  
 Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi*  
*Original signed certificate is filed in our offices*