

CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 5 %)	data/date
H82231	MT01F1-HB8 MG01F1-HB8	< 5 %	23/12/20

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure standard. Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures. This product has been tested and has passed all established specifications

Test 1

Soluzione di coating: 2,5 µg/ml di Human IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6.
 Coniugato: Anti-HIlgG-HRP

Test 1

Coating solution: 2,5 µg/ml of Human IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6.
 Conjugate: Anti-HIlgG-HRP

Test 2

Soluzione di coating: 5 µg/ml di Albumina biotinilata in PBS pH 7.2
 Coniugato: Streptavidina -HRP

Test 2

Coating solution: 5 µg/ml of biotinylated Albumin diluted in PBS pH 7.2
 Conjugate: Streptavidin -HRP

**nota: Test 1: uniformità intra-piastra e reattività vs. IgG
 Test 2: uniformità del lotto e garanzia di trattamento

**note: Test 1: uniformity intra plate and reactivity towards IgG
 Test 2: lot uniformity and guarantee of treatment

Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

Test	Risultato
esame visivo	approvato
aspetto generale	approvato
imballaggio	approvato

Test	Result
visual examination	approved
general appearance	approved
packaging	approved

Dr. Maurizia Pettenati
 Quality Control manager

Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi
Original signed certificate is filed in our offices